



# PAANO MAGSUOT NG N95 MASK SA WASTONG PARAAN

Para sa pinakamabisang proteksiyon laban sa usok, gumamit ng N95 mask na may sertipikasyon ng NIOSH

1



Iposisyon ang mask hanggang sa mabutong bahagi ng ilong.



2



Ilagay ang isang tali sa itaas ng mga tainga at ang isa pa sa ibaba.



3



Siguruhing nakalapat nang mabuti ang nosepiece sa ilong at hindi pinapasukan ng hangin ang mga gilid.

